



General Doctor®

GD/F20 Childbirth Skills Training Model

หุ่นฝึกทำคลอด

หุ่นฝึกนี้ประกอบไปด้วยขั้วเชิงกราน, ทารก (พร้อมสายสะดือและรก) หุ่นจำลองของปากมดลูก หลากหลายรูปแบบก่อนที่จะคลอด แบบฝึกสำหรับเย็บตำแหน่งฝีเย็บ ด้วยรูปทรงที่จำลองเหมือนจริง ทำให้สามารถการตรวจสอบปากมดลูกและขบวนการคลอด ผู้ฝึกสามารถจำลองขบวนการคลอดได้อย่างเหมาะสม การช่วยคลอด การตัดเพื่อขยายปากช่องคลอด หุ่นจำลองนี้ทำมาจากวัสดุ **PVC** คุณภาพดี โดยมีวิธีการผลิตโดยการใช้ฉีดเข้าไปในแบบ หุ่นจำลองฝีเย็บทำจาก sponge-emulsion จึงให้ความรู้สึกนิ่ม ยืดหยุ่น เหมือนจริง โครงสร้างคงทนถาวร หุ่นฝึกนี้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป

บริษัท ฌัททกซ์ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9

แฟกซ์. (66) 0-316-8408



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1. ชุดฝึกสำหรับตรวจปากมดลูก

สามารถตรวจดูขนาดของปากมดลูกและตำแหน่งศีรษะของทารก ที่สอดคล้องกับตำแหน่งของ ischial spine

2. หุ่นทารก

ผิวหนังเสมือนจริง มีความนุ่มนวล มี fontanel สามารถฝึกหัตถการ Vacuum extraction, umbilical cord ligation และ placenta expulsion

3. หุ่นคลอด

ประกอบไปด้วยผนังช่องท้องที่โปร่งสามารถมองเห็นได้ (transparent abdominal wall) และมีผิวหนังเสมือนจริง (lifelike skin) สามารถจำลองภาวะการคลอดยาก และการช่วยคลอด และ perineum protecting ได้

4. จำลองตัดตำแหน่งฝีเย็บ และฝึกเย็บตำแหน่งฝีเย็บ

สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

วิธีการและหลักการ

1. หุ่นจำลองตรวจเช็คปากมดลูก

ประกอบไปด้วย 6 แบบที่แตกต่างกันของช่องคลอดและปากมดลูก ช่วงก่อนคลอดและระหว่างคลอด สามารถใช้ vaginoscope เพื่อที่จะตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของช่องคลอดและปากมดลูกได้

2. หุ่นทารกในครรภ์

สามารถสร้างสถานการณ์คลอดปกติและภาวะคลอดยากได้ โดยปรับศีรษะของทารกที่อยู่ใน obstetric canal

สายสะดือและรก สามารถฝึกทำ umbilical cord ligation และ placenta expulsion ได้

3. หุ่นทารกแรกคลอด

ผิวหนังเสมือนจริง นิ่มและสามารถเห็น fontanel ได้ สามารถมองเห็นขบวนการคลอดทั้งหมด และ ตำแหน่งของศีรษะของทารก ที่สอดคล้องกับตำแหน่งของ plane of ischial spine

สามารถจำลองภาวะการคลอดปกติและภาวะการคลอดยาก การช่วยคลอด และ perineum protecting

4. การตัดฝีเย็บและฝีก้น

ก่อนที่จะตัดฝีเย็บและฝีก้น ให้ทำการเปลี่ยนจาก cervix check model เป็น perineum cutting and suturing training simulator

ในชุดตัดฝีเย็บฝีก้นประกอบไปด้วย 3 ส่วน ตำแหน่งตัดที่ right posterior, ตำแหน่งตัดที่ left posterior incision และตำแหน่งตัดที่ median incision

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

1. แบงก์รอยตัวสามารถนำมาใช้ได้ หล่อเลียนศีรษะของทารก ช่องคลอด และฝีเย็บเพื่อลดแรงเสียดทานและลดการเสียหายของหุ่นฝึก (สามารถตัดฝีเย็บได้ถ้าต้องการ)
2. หลังจากที่ได้ทำการฝึกแล้ว ให้ทำการเช็ดหุ่นฝึกด้วยน้ำสบู่และน้ำเปล่า ผึ่งลมไว้ในที่ร่มให้แห้ง จะทำให้สามารถยืดเวลาการใช้งานของหุ่นฝึกได้
3. การรับประกันสินค้า เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อสินค้า โดยจะต้องมี invoice และ warranty card

