

GD/ H2 –Multi - Functional Nursing Manikin (Female) Manual

คู่มือหุ่นฝึกหัดพยาบาลเพศหญิง **GD/H2**

ขนาดหุ่น 85 x 44 x 31 เซนติเมตร

น้ำหนักรวม 9 กิโลกรัม



ลักษณะทั่วไป

เป็นหุ่นฝึกหัดพยาบาลพื้นฐาน วัสดุทำจาก **Thermoplastic** ขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ เป็นหุ่นที่มีรูปลักษณ์เหมือนจริง สามารถถอด-ประกอบได้ง่าย มีความคงทน ใช้สำหรับสอนและฝึกฝนหัตถการต่างๆ เป็นหุ่นที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ แบบที่สุด สามารถฝึกหัตถการได้ครบสมบูรณ์ และมีความต้องการเป็นอย่างมากในบรรดาหุ่นฝึกหัดพยาบาล

บริษัท นัททกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9 แฟกซ์. (66) 0-316-8408

รายละเอียดสินค้า

1. สามารถฝึกสระผม หวีผม (เส้นผมทำจากวัสดุเทียม) และล้างหน้าได้ ให้ความเย็น หรือให้ความอบอุ่นกับผู้ป่วยได้
2. สามารถฝึกทำความสะอาดช่องปากได้
3. สามารถฝึกทำแผลบริเวณ **incision of tracheal** ได้
4. สามารถฝึกให้ออกซิเจนได้ ครอบกรวยออกซิเจนได้
5. สามารถฝึกทำการล้างกระเพาะอาหารได้
6. สามารถฝึกสอดท่อให้อาหารทางช่องจมูกได้
7. สามารถฝึกฉีดยาเข้าหัวใจได้
8. สามารถฝึกทำการกดหน้าอกเพื่อช่วยชีวิตได้ (Closed chest cardiac resuscitation)
9. สามารถฝึกทำ Thoracic puncture ได้
10. สามารถฝึกคลำทรวงอกได้
11. สามารถฝึกเจาะช่องอกได้ การเจาะช่องอก เจาะที่ตำแหน่ง **intercostals** ที่ 7 – 8 ของ **scapular line** ด้านซ้าย และ **intercostals** ที่ 6-7 ของ **left midaxillary line**
12. สามารถฝึกเจาะตับได้ การเจาะตับ เจาะที่ตำแหน่ง **intercostals** ที่ 8-9 ของ **midaxillary line** ด้านขวา ความลึกไม่เกิน 6 เซนติเมตร
13. สามารถฝึกเจาะไขกระดูก การเจาะไขกระดูก เจาะที่ตำแหน่ง 1-2 เซนติเมตร ค่อนไปทางด้านหลัง **Left anterior superior iliac spine**
14. สามารถฝึกเจาะไขสันหลัง การเจาะน้ำไขสันหลัง เจาะที่ตำแหน่ง **interspace** ที่ 3-4 ของ **spinous process** ของ **lumbar vertebra** ความลึกประมาณ 4-6 เซนติเมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของ **iliac crest** และ **spinous process** ที่ 4 ของ **lumbar vertebra** อยู่ที่ระดับเดียวกัน

บริษัท นัททกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9 แฟกซ์. (66) 0-316-8408

15. สามารถฝึกชดยที่ตำแหน่งกล้ามเนื้อ Deltoid ได้
16. สามารถฝึกชดยที่ได้ผิวหนังตำแหน่งกล้ามเนื้อ Deltoid ได้
17. สามารถฝึกเจาะเลือดที่เส้นเลือดดำของท่อนแขนด้านล่างได้
18. สามารถฝึกชดยที่เส้นเลือดดำใต้ของท่อนแขนด้านล่างได้
19. สามารถฝึกให้เลือดได้ ที่ตำแหน่งหลังมือได้
20. สามารถฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิง สวนล้างกระเพาะปัสสาวะเพศหญิงได้ และทำแผลบริเวณฝีเย็บได้
21. สามารถฝึกสวนอุจจาระได้
22. สามารถฝึกชดยเข้ากล้ามเนื้อสะโพกได้

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

1. สำหรับวิทยาลัยแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
2. สำหรับโรงพยาบาล เพื่อสอนในโรงพยาบาลและเพิ่มทักษะของพยาบาลวิชาชีพ
3. สำหรับศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการฝึกเพิ่มทักษะ

การรับประกันและการรักษา

1. หลังจากใช้งานหุ่นฝึกหัดแล้ว ให้เทน้ำในกระเพาะอาหาร ลำไส้และกระเพาะปัสสาวะออก
2. หากจะมีการเก็บหุ่นฝึกหัดโดยไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ควรทำความสะอาดและห่อหุ้มหุ่นฝึกหัดให้มิดชิด เก็บรักษาไว้ในที่ที่แห้งและไม่มีแสงแดด เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งาน
3. เก็บอะไหล่ เช่น นี้อต สกรู เพื่อไว้สำรองในการซ่อมแซม
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือตามทีระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า การรับประกันจะรับประกันครอบคลุม ในกรณีสินค้าชำรุด เกิดจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ

การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง

1. ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำ ไม่ควรจุ่มหุ่นจำลองลงไปใต้น้ำยาล้างหรือน้ำ
2. ให้ใช้งานในพื้นที่ที่สะอาด หลีกเลี่ยงการใช้งานโดยใช้ปากกาเขียน marker ปากกาถูกลื่น อะซิโตน ไอโอดีน หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอื่น ๆ ไม่วางผลิตภัณฑ์บนกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษที่มีหมึกพิมพ์
3. เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ควรทำความสะอาดหลังจากใช้งาน และควรตรวจสอบสภาพการใช้งานอยู่เป็นระยะๆ
4. เก็บรักษาในที่แห้ง ไม่มีแสงแดดส่อง

บริษัท ภัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9 แฟกซ์. (66) 0-316-8408



NATTAKIT HEALTH CARE CENTER CO.,LTD

บริษัท ภัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 Moo 13 Debaratna Road., Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : (66) 0-2316-6036-9 Fax : (66) 0-2316-8408

การรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า หรือตามที่ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า การรับประกัน
จะรับประกันครอบคลุม ในกรณีสินค้าชำรุด เกิดจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของการ
ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน ทางบริษัทฯ

บริษัท ภัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9 แฟกซ์. (66) 0-316-8408