

ADVANCED CPR Training Manikin

CD/CPR10400, 10450



GD/CPR10400-C



GD/CPR10400
GD/CPR10400N
GD/CPR10450



ITEM NO. :	Monitor	Print	Student Card Management	RF Controller	Tactile Sensing	Recorder	Wireless Control	Standard Setting
GD/CPR10400	✓	✓		✓	✓			◆
GD/CPR10400-C	✓	✓	✓	✓	✓			◆
GD/CPR10450	✓	✓		★	✓	✓	✓	✓

★ Touch Type Colour LCD RF Remote Controller

◆ Connected to external computer to set different CPR standards

Recorder: rescue process playback

Standard setting: available switchover among different CPR standard

Wireless Control: Can be switched between wireless and wired functions according to practical needs



Touch Type Colour LCD
RF Remote Controller



Result Printing



Student Card Management



RF Controller

บริษัท นัททกิต เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9

แฟกซ์. (66) 0-316-8408



NATTAKIT HEALTH CARE CENTER CO.,LTD.

53 Moo 13 Debaratana Road., Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Tel : (66) 0-2316-6036-9 Fax : (66) 0-2316-8408

หุ่นจำลองได้มาตรฐานตาม **AHA (American Heart Association 2015)** ของการทำกู้ชีพ
CPR

หุ่นฝึกกู้ชีพ

1. ทำจากวัสดุที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง ไม่ว่าจะเป็นสีผิวหนัง ความยืดหยุ่น
2. การวัดสัญญาณชีพ
 1. ระยะแรก: ฐานตาหุ่นจะขยาย ไม่สามารถคลำชีพจรได้
 2. ระหว่างที่ทำการกู้ชีพ จะมีชีพจรจากการทำการกู้ชีพ ก็จะพบอัตราชีพจรเท่ากับอัตราการกดหน้าอก
 3. หลังจากทำการกู้ชีพสำเร็จแล้ว ฐานตาหุ่นจะกลับมาเป็นปกติ และการเต้นของชีพจรกลับมาเป็นปกติ
3. หลังจากกู้ชีพกลับมาแล้ว ก็สามารถโทรแจ้งรถฉุกเฉิน ประเมินการเต้นของชีพจร ประเมินการหายใจ ตรวจสอบการอุดตันของท่อทางเดินหายใจ
4. หุ่นฝึก สามารถฝึกทำการกดหน้าอก การเปิดท่อทางเดินหายใจ

บริษัท นัททกิต เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

53 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

โทร. (66) 0-316-6036-9

แฟกซ์. (66) 0-316-8408